



Nutzen Sie die Erfahrung des Originals

MEDEA 7 ORGONSTRAHLER - ORIGINAL ARNO HERBERT

GUT UND SICHER MIT ORGON ARBEITEN

Für eine gute und sichere Arbeit mit Orgon können Sie dem Original MEDEA 7 Orgonstrahler vertrauen, denn er wird seit mehr als 20 Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt. Dieser Original Orgonstrahler kann von Laien genauso verwendet werden wie von Therapeuten: für Menschen, Tiere, Pflanzen ebenso wie für Lebensmittel und Störzonen.

EINSATZZWECK DES MEDEA 7 ORGONSTRAHLERS

Der MEDEA 7 Orgonstrahler wurde für folgende Zwecke entwickelt*:

- zur Bestrahlung von Menschen, Tieren und Pflanzen mit Orgon*
- zur Arbeit mit feinstofflichen Eigenschwingungen (Bioresonanz)*
- zur Speicherung von Orgon und feinstofflichen Schwingungen in geeigneten Substanzen wie z. B. Edelsteinen, Flüssigkeiten, Cremes oder Kochsalzlösungsampullen*
- zur radionischen Anwendung*.

ERSTE NUTZUNG IHRES MEDEA 7 ORGONSTRAHLERS

Die Nutzung dieses Original Orgonstrahlers von Arno Herbert ist sehr einfach. Deshalb benötigen Sie keine speziellen Kenntnisse.

Zu Beginn setzen Sie sich einfach vor Ihren MEDEA 7 Orgonstrahler und richten ihn auf Ihren Oberkörper. Die Entfernung hierbei sollte 50 Zentimeter bis zu einem Meter betragen.

Nach einigen Momenten spüren viele Anwender, wie ihr Körper seine Energie füllt. Bleiben Sie anfangs 5 - 10 Minuten sitzen und genießen Sie dieses angenehme Gefühl.

Möchten Sie eine bestimmte Körperzone bestrahlen, dann richten Sie die Spitze des Orgonstrahlers direkt auf diese Körperstelle, zum Beispiel auf Ihre Hand.

10 ORIGINAL AMPULLEN

Zuvor können Sie die 10 Original Ampullen in den Ampullenbecher stellen. Entweder einzeln - oder was sich am besten bewährt hat - alle 10 zusammen. Die 10 Original Ampullen gehören zur Grundausstattung Ihres MEDEA 7 Orgonstrahlers.

Hiermit können Sie jedes Lebewesen (Mensch, Tier, Pflanze) gleichermaßen bestrahlen.

EMPFINDUNGEN: WAS SAGEN DIE ANWENDER?

Es gibt Anwender, die bereits nach kurzer Zeit ein Gefühl der Wärme und Entspannung spüren. Dieses Gefühl beginnt im Bereich des Solar Plexus und breitet sich wellenartig über den ganzen Körper aus.

Andere Verwender empfinden die Orgonenergie dagegen wie einen kühlen Hauch oder Luftzug.

Schließlich gibt es auch Anwender, die beim Gebrauch keine speziellen Empfindungen wahrnehmen.

Was während der Benutzung des MEDEA 7 Orgonstrahlers wahrgenommen wird, hat übrigens nichts mit seiner Funktion zu tun.

BIORESONANZ

Sehr gerne wird der MEDEA 7 Orgonstrahler auch für eine Anwendung genutzt, die unter dem Begriff Bioresonanz bekannt ist: hierzu legen Sie den Boden des Ampullenbeckers auf die ausgewählte Körperstelle und richten dann den Orgonstrahler auf Ihren Solar Plexus.

Der Becherboden kann hierbei die Haut berühren, muß es aber nicht. Es ist also nicht notwendig, vorhandene Kleidungsstücke auszuziehen.

Statt auf den Körper können Sie den Orgonstrahler auch etwa 1 Minute auf ein Glas Wasser richten. Anschließend trinken Sie es schluckweise über einen Zeitraum von 15 - 30 Minuten langsam aus.

TRANSMITTER

Häufig wird der Orgonstrahler auch verwendet, um feinstoffliche Schwingungen und Orgonenergie in geeigneten Substanzen (sogenannte Transmitter) zu „speichern“*.

Hierzu kommt zunächst die Originalsubstanz in den Becher des Orgonstrahlers. Dann stellen bzw. legen Sie einen brauchbaren Transmitter vor seine Spitze. Dies kann z. B. ein Edelstein sein.

Nachdem Sie ihn etwa 10 Minuten so „bestrahlt“ haben, können Sie ihn anschließend bei sich tragen. Statt eines

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks



Edelsteins kommen auch viele andere Substanzen als Transmitter in Frage - z. B. Flüssigkeiten, Cremes oder Kochsalzlösungsampullen.

RADIONISCHE ANWENDUNG

Eine ganz besonders gerne genutzte Anwendungsmöglichkeit ist die radionische Bestrahlung: statt sich selber vor den Orgonstrahler zu setzen, legt man eine Probe von sich oder der Person, die bestrahlt werden soll, vor den Strahler.

Als Probe kommen vor allen Dingen ein paar Haare, ein Foto oder ein Blutstropfen in Frage. Diese anfangs manchmal etwas schwer nachzuvollziehende Anwendung funktioniert prinzipiell genauso wie die direkte Bestrahlung. Sie basiert auf folgender Überlegung:

Jeder Mensch verfügt über eine einmalige Schwingung – vergleichbar mit seinem persönlichen Fingerabdruck.

Dieses einzigartige Schwingungsmuster ist auch in jeder Probe eines Menschen – also z. B. in den Haaren – enthalten.

Liegt eine solche Probe vor der Spitze des Orgonstrahlers, so dient sie gewissermaßen als Sender. Sie leitet die Orgonenergie und die feinstofflichen Schwingungen an die Person, von der sie stammt, weiter*.

Der große Vorteil der radionischen Anwendung besteht darin, daß Sie sich während der Bestrahlung nicht selber vor dem Orgonstrahler aufhalten müssen.

Das heißt, Sie können währenddessen Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. So können Sie auch längere Bestrahlungen von mehreren Stunden ohne Probleme in Ihren Alltag integrieren.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 09803 - 91 110.

Unseren umfangreichen Gesamtkatalog (126) Seiten mit ausführlichen Produkterklärungen und vielen Darstellungen können Sie auch unter: www.bioaktiv.de/Katalog.html direkt anfordern.

© Herbert & Breves Bioaktiv GmbH & Co. KG - Am Neugraben 10 - 91598 Colmberg - Tel.: 09803 - 91 110

***WICHTIGE HINWEISE - BITTE BESONDERS BEACHTEN**

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, daß bei den angebotenen Produkten nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der Schulwissenschaft keine Wirksamkeit besteht. Nach den Theorien und Standards der Schulwissenschaft ist es ausgeschlossen, daß die angebotenen Geräte Orgonenergie sammeln und konzentrieren. Hiernach ist es ebenfalls ausgeschlossen, daß in Kochsalzlösungsampullen Orgonschwingungen gespeichert werden können. Auch durch ein Hinzufügen dieser Ampullen ist es hiernach nicht möglich, die an der Spitze des Orgonstrahlers abgegebene Orgonenergie mit diesen Schwingungen anzureichern.

Als Käufer der MEDEA 7 Produkte erwerben Sie also Geräte, die auf Gedanken von Außenseitern beruhen. Nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der Schulwissenschaft können die angebotenen Produkte lediglich eine Placebo-Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden der Anwender haben.

Die Anwendung der MEDEA 7 Produkte dient Ihrem Wohlbefinden und hat keine medizinischen Zwecke. Die Nutzung der MEDEA 7 Produkte sollte nicht dazu führen, daß Sie eine Untersuchung oder die Betreuung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker hinauszögern, unterbrechen oder beenden. Bei einem Krankheitsverdacht, gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen wenden Sie sich zur Diagnose und Behandlung bitte unbedingt und unverzüglich an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Alle Angaben zu orgonspezifischen Eigenschaften der MEDEA 7 Produkte beruhen auf praktischen Erfahrungen im Umgang mit diesen Produkten oder auf Feststellungen mit Einhandrute oder Pendel. Durch technische Meßgeräte sind sie so nicht festzustellen.